

ARTICON DENTAL

Цифровые протоколы



МИССИЯ **ARTICON DENTAL**

- Делаем стоматологию качественной и доступной с помощью цифровых протоколов во имя здоровой улыбки



EASYCROWN

EASYCROWN.RU

КОРОНКА ЗА 1 ДЕНЬ



ВАШ СКАН



НАШ ДИЗАЙН



ГОТОВО ЗА 1 ДЕНЬ

ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ

ПОЛНОАНАТОМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
ДО 3 ЕДИНИЦ (ОДИНОЧНЫЕ) НА ЗУБАХ И ИМПЛАНТАТАХ

ЦИРКОН / КОМПОЗИТ / ЕМАХ



ORTHO ART


СЕРВИС ЦИФРОВОЙ ОРТОДОНТИИ

ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – ТЕХНОЛОГИЯ 3D ПЕЧАТИ
МЕТАЛЛОМ – ГАРАНТИЯ ТОЧНОСТИ И КАЧЕСТВА

ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ:

- Аппарат Дерихсвайлера
- Marco Rosa
- Лингвальная дуга
- Кольцо с держателем места
- Аппарат Гербста
- Дистализирующие аппараты с опорой на ортодонтические имплантаты




ORTHO ART

СЕРВИС ЦИФРОВОЙ ОРТОДОНТИИ

ВИРТУАЛЬНЫЙ SET-UP

- Визуальная симуляция перемещений зубов
- Позволяет увидеть конечный результат лечения
- Оптимальный план лечения для конкретного пациента
- Определяет точное количество капп/элайнеров, необходимых для полноценного лечения



BIOSPLINT


СПЛИНТ

ОККЛЮЗИОННЫЕ ШИНЫ (СПЛИНТЫ)

С УРОВНЯ ИНТРАОРАЛЬНОГО СКАНА ЗА 1 ДЕНЬ
МЕТОДОМ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

ЦЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Снятие болевых симптомов
- Нахождение комфортной позиции НЧ
- Защита от разрушения реставраций или защита от бруксизма
- Перенастройка жевательной системы
- Лечение дисфункций ВНЧС



BIOJIG

ДЕПРОГРАММАТОР

ДЕПРОГРАММАТОРЫ

(ДЖИГ, ПЕРЕДНЯЯ НАКУСОЧНАЯ ПЛАСТИНКА)

С УРОВНЯ ИНТРАОРАЛЬНОГО СКАНА ЗА 1 ДЕНЬ
МЕТОДОМ ФРЕЗЕРОВАНИЯ И 3D ПЕЧАТИ

ЦЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- «Выключение» зубов из окклюзии с целью расслабления мышц и перепрограммирования жевательной системы
- Определение новой комфортной позиции нижней челюсти

ОСНОВАНО НА ПРАКТИКЕ ДОКТОРА КОЙСА И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ КОНЦЕПЦИИ



ART SMILE SERVICE

ArtSmileService.ru

СЕРВИС ЦИФРОВОЙ ЭСТЕТИКИ

СЕРВИС ПО СОЗДАНИЮ УЛЫБОК ОНЛАЙН для ВАШИХ ПАЦИЕНТОВ ЗА 1 ЧАС

ВСЕГО 3 ШАГА



ФОТО ПАЦИЕНТА



ИНТРАОРАЛЬНЫЙ СКАН



ЗАПОЛНЕННЫЙ ЗАКАЗ-НАРЯД




ART SMILE SERVICE

ArtSmileService.ru

СЕРВИС ЦИФРОВОЙ ЭСТЕТИКИ

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

- Дизайн улыбки с учетом эстетических параметров, фотографий и пожеланий
- Отчет в видео-формате
- Отчет в виде ряда скриншотов высокого разрешения
- 3D-HTML ссылку с проектом дизайна, которую можно открыть в любом браузере
- 3D-модель дизайна, распечатанную на профессиональном высокоточном 3D-принтере ASIGA MAX UV



GUIDELINE

СЕРВИС ЦИФРОВОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

НАВИГАЦИОННЫЙ ШАБЛОН С ВРЕМЕННОЙ КОРОНКОЙ ЗА 3 ДНЯ



ИНТРАОРАЛЬНЫЙ СКАН



ХИРУРГИЧЕСКИЙ ШАБЛОН



ВРЕМЕННАЯ КОРОНКА

ШАБЛОНЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ БИОСОВМЕСТИМОГО АВТОКЛАВИРУЕМОГО
СЕРТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА II КЛАССА NEXTDENT SG
НА ПРИНТЕРЕ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ ПЕЧАТИ ASIGA



GUIDELINE

СЕРВИС ЦИФРОВОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

НЕМЕДЛЕННАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ ПРОТЯЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗА 7 ДНЕЙ



ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ



ХИРУРГИЧЕСКИЙ ШАБЛОН



ШАБЛОН ПОД НЕМЕДЛЕННУЮ
НАГРУЗКУ



ВРЕМЕННОЕ НЕМЕДЛЕННОЕ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВСЕ ТИПЫ ШАБЛОНОВ ПОД ЛЮБЫЕ СИСТЕМЫ ИМПЛАНТАТОВ



GIN-GUIDE

ГИНГИВЭКТОМИЯ

ШАБЛОН ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕСНЕВОГО КРАЯ ЗА 2 ДНЯ С УРОВНЯ ИНТРАОРАЛЬНОГО СКАНА



ВАШ СКАН



НАШЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



ГОТОВЫЙ ШАБЛОН



ШАБЛОН



ДО



ПОСЛЕ

/ - НАВИГАЦИОННАЯ РАБОТА ПО УЛУЧШЕНИЮ УЛЫБКИ /
/ - ПОДГОТОВКА К КОМПЛЕКСНОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ /



EASY BONE


ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ

ТИТАНОВАЯ СЕТКА

МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОГО СЕЛЕКТИВНОГО СПЕКАНИЯ
(3D ПЕЧАТЬ МЕТАЛЛОМ)

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

- Титановая сетка, изготовленная по индивидуальным параметрам
- Отчет в виде ряда скриншотов высокого разрешения с необходимыми измерениями
- Отчет по необходимой длине винтов для фиксации сетки
- 3d модель дефекта



IMPLANT BRIDGE


ПОТЯЖЕННЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

СОЗДАНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

С УРОВНЯ ИМПЛАНТАТА ПРИ ПОМОЩИ ИНТРАОРАЛЬНОГО СКАНЕРА



ИНТРАОРАЛЬНЫЙ СКАН



ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ



КОНСТРУКЦИЯ НА ИМПЛАНТАХ



ГОТОВО

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРИЛЕГАНИЯ



IMPLANT CHECK


ЦИФРОВОЙ ПРОТОКОЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРАНСФЕР-ЧЕКА

ТРАНСФЕР-ЧЕК

МЕТОД, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ВЕРИФИЦИРОВАТЬ ТОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИМПЛАНТАТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГ ДРУГА В МОДЕЛИ, НАПЕЧАТАННОЙ НА 3D-ПРИНТЕРЕ

ПРОТОКОЛ РАЗРАБОТАН В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ ТОТАЛЬНЫХ РЕАБИЛИТАЦИЙ НА ИМПЛАНТАТАХ «ВСЕНА X»

ПРОТОКОЛ УДОБЕН В РАБОТЕ В СЛУЧАЯХ, КОГДА СИСТЕМА СКАН-МАРКЕРОВ НЕ ИМЕЕТ БИБЛИОТЕКИ DIM(DIGITAL IMPLANT MODEL) АНАЛОГОВ И ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ОБЫЧНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛОГИ



EASY CLICK


СЪЕМНОЕ ВРЕМЕННОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

СЪЕМНЫЙ ВРЕМЕННЫЙ ПРОТЕЗ

С УРОВНЯ ИНТРАОРАЛЬНОГО СКАНА ЗА 1 ДЕНЬ

ЦЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПЕРЕД ПОСТОЯННЫМ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ ИЛИ НА ПЕРИОД
ПРИЖИВЛЕНИЯ ИМПЛАНТАТОВ



EASY DENTURE


СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ МЕТОДОМ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

С УРОВНЯ ИНТРАОРАЛЬНОГО СКАНА ЗА 1 ДЕНЬ



ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ



ФРЕЗЕРОВАННЫЙ БАЗИС



ФРЕЗЕРОВАННЫЕ ЗУБЫ



ГОТОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРИЛЕГАНИЯ




3D CROWN

МК НА ОСНОВЕ ЛСП С УРОВНЯ ЦИФРОВОГО СЛЕПКА

ТОЧНЫЙ КАРКАС ИЗ Co-Cr

ТЕХНОЛОГИЯ 3D ПЕЧАТИ МЕТАЛЛОМ –
ГАРАНТИЯ ТОЧНОСТИ И КАЧЕСТВА





📞 8 964 500 00 20

🌐 ARTICONDENTAL.RU

✉️ MOSCOW@ARTICON.RU

📷 ARTICON_DENTAL

📍 БЦ «Сириус Парк» Каширское шоссе, д3к2с9